

Instrucción para Recolección de muestras de ITU

Uso de pajuelas de transferencia de orina - Acutis Reveal™ ITU

Para muestras de bajo volumen que no se pueden transferir asépticamente de la copa al tubo, use una pajita de transferencia de orina. Las siguientes instrucciones guían a los recolectores de muestras a través de la transferencia de muestras de los recipientes de recolección de orina a los tubos.

Para coleccionistas de especímenes

Materiales



Pasos (1/2)

Transferencia de orina del recipiente de recolección al tubo de almacenamiento

- 1 Para evitar que se mezclen las muestras; acesión, transfiera y etiquete un espécimen a la vez. Una vez que se complete el proceso, continúe con la siguiente muestra.
- 2 Cubra la mesa de laboratorio con una almohadilla inferior absorbente para minimizar la contaminación.
- 3 Coloque la taza de recolección de orina en la almohadilla y retire la tapa.

4



Coloque la punta de la pajilla de transferencia en la muestra de orina. El recipiente puede inclinarse en ángulo si el volumen de orina es limitado.

5



Comenzando con el top gris bórico tubo de ácido, empuje el tubo en el soporte, el tapón hacia abajo. Haga avanzar el tubo sobre el punto de punción para perforar el tapón. Repita este proceso por última vez con el tubo de análisis de orina (tapa jaspeada roja y amarilla).

Pasos (2/2)

- 6** Sostenga el tubo en su posición hasta que el flujo se detenga (lleno).
- 7** Retire el tubo del soporte y deje la pajilla de transferencia en el recipiente de recolección de orina.



8 Etiquete el tubo de almacenamiento.

- 9** Levante la pajita de transferencia en el recipiente de recolección de orina y permita que la orina se drene. Desechar la pajilla de transferencia en un contenedor de riesgo biológico aprobado para la eliminación de objetos punzocortantes.



10 Coloque la tapa en el recipiente para orina, ajústelo bien y deséchelo en el contenedor de desechos biopeligrosos.

Etiquetado de tubos de almacenamiento

- 1** Verifique las etiquetas contra la solicitud para ver el nombre correcto, la fecha de nacimiento y la fecha de recolección de la muestra.
- 2** Aplique la etiqueta al tubo de almacenamiento como se muestra en la imagen.
- Aplique la etiqueta justo debajo de la tapa.
 - El nombre del paciente y el número de acceso de la muestra se deben aplicar en la parte superior.
 - El propio código de barras debe aplicarse recto a lo largo del tubo.



- 3** Los tubos de almacenamiento etiquetados deben colocarse en la rejilla de almacenamiento.
- 4** De acuerdo con HIPAA y para mantener la confidencialidad del paciente, las etiquetas adicionales deben desecharse en el contenedor de riesgo biológico o en el contenedor confidencial.

Instrucciones de envío

- Confirme que una etiqueta legible de la parte superior de la solicitud de Acutis Reveal™ esté adherida al tubo de muestras
- Coloque el tubo en el compartimento sellado de la bolsa de muestras
- Asegúrese de incluir en la bolsa de muestras lo siguiente:
 1. Formulario de solicitud de prueba
 2. Copia del anverso y reverso de la tarjeta de seguro
 3. Datos demográficos del paciente
 4. Registros médicos que indiquen la necesidad médica y los medicamentos recetados
- Coloque la(s) bolsa(s) de muestra completa(s) en la caja protectora provista
- Coloque la caja protectora que contiene la(s) bolsa(s) de muestras en el Lab Pak de FedEx/UPS y selle el Lab Pak.
- Pegue la etiqueta de devolución prepaga en el Lab Pak y programe una recolección.
- Enviar a Acutis Diagnostics, 400 Karin Lane, Hicksville, NY 11801